

## Rotor rehabilitacyjny do ćwiczeń kończyn górnych RG-1



### Opis produktu:

**Rotor rehabilitacyjny do ćwiczeń kończyn górnych RG-1** z płynną regulacją oporu za pomocą pokrętki umocowanej poziomo na wysokości osi obrotu korby. Rotor może być mocowany do kraty kabiny do ćwiczeń i zawieszony WSC-4 lub ściany w dowolnym miejscu za pomocą kołków rozporowych.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Rotor rehabilitacyjny do ćwiczeń kończyn górnych RG-1

**Rotor RG-1** doskonale sprawdzi się podczas rehabilitacji kończyn górnych. Stosowany jest w **ośrodkach rehabilitacji**, gabinetach fizjoterapeutycznych oraz salach ćwiczeń.

**Rotor rehabilitacyjny do ćwiczeń kończyn górnych RG-1** charakteryzuje się solidną budową oraz rozbudowaną regulacją oporu, umożliwiającą wykonywanie zróżnicowanych ćwiczeń wzmacniających kończynę górną. **Rotor rehabilitacyjny** dzięki wbudowanym zaczepom może być przymocowany do kabiny UGUL. **Rotor** posiada drewniane uchwyty zwiększające komfort pacjenta podczas rehabilitacji.

### Rotor rehabilitacyjny do ćwiczeń kończyn górnych RG-1 - zastosowanie

- Wzmocnienie mięśni kończyn górnych,
- Zwiększenie ruchomości kończyn górnych.

### Dane techniczne:

Długość [cm]:

38

<b>Wysokość [cm]:</b>	9
<b>Szerokość [cm]:</b>	39
<b>Waga</b>	4 kg

**Informacje:**

Kategoria: Rotory rehabilitacyjne

**Model:**