

Diatermia wysokiej częstotliwości RadioBlator RF 4 MHz System

Opis produktu:

Diatermia wysokiej częstotliwości dedykowana do zabiegów neurochirurgicznych i chirurgii kręgosłupa



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Diatermia wysokiej częstotliwości RadioBlator RF 4 MHz System

RadioBlator charakteryzuje się wysoką częstotliwością pracy 4 Mhz dzięki czemu prąd koagulacji lub waporyzacji tkanki działa powierzchniowo co przekłada się na bardzo wysoki stopień bezpieczeństwa podczas pracy w okolicach delikatnych struktur nerwowych.

Informacje:

Model: