



Rotor rehabilitacyjny do ćwiczeń stawu barkowego RB-1

Opis produktu:

Rotor rehabilitacyjny RB-1 do ćwiczeń barku z płynną regulacją oporu z możliwością ustawienia wysokości osi obrotu i długości ramienia. Wyposażony jest w dwa uchwyty mocujące do kraty kabiny do ćwiczeń i zawieszce WSC-4 (Kabina UGUL) lub do ściany w dowolnym miejscu za pomocą kołków rozporowych.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Rotor rehabilitacyjny do ćwiczeń kończyn górnych RB-1

Rotor do ćwiczeń stawu barkowego posiada płynną regulację ustawienia wysokości osi obrotu i długości ramienia.

Dane techniczne:

Długość [cm]:	12
Wysokość [cm]:	71
Szerokość [cm]:	29
Waga	7 kg

Informacje:

Kategoria: Rotory rehabilitacyjne

Model: