

Rotor rehabilitacyjny RDWS

Opis produktu:

Wolnostojący rotor do ćwiczeń kończyn dolnych wyposażony w sandały.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Rotor rehabilitacyjny RDW

Rotor RDWS rotor rehabilitacyjny. Z uwagi na brak stabilizacji rotora z podłożem, wykonywać można ćwiczenia kończynami dolnymi, bez większego oporu i w bardzo spokojnym rytmie. Do stosowania w domu przez osoby starsze z niewydolnością krążeniową kończyn dolnych.

Masa: 9 kg.

Rotor może być wyposażony w sandały o dł. [cm]:

- 23,
- 25,5,
- 29,
- 32.

+/-0,5 cm. Sandały występują ze skórzanymi paskami, lub paski płócienne zapinane na rzepy z zaczepami do pedałów.

Informacje:

Kategoria: Rotory rehabilitacyjne

Model:

TechMed - rozmiar sandałów: 23 cm, 25,5 cm, 29 cm, 32 cm