

OXYLIFE I 1,5 ATA Premium - komora hiperbaryczna



Opis produktu:

Komora hiperbaryczna **Oxylife I 1,5 ATA Premium** to sztywna, mobilna, wytrzymała komora, przygotowana na wieloletnią eksploatację. Idealne nadaje się do centrów Wellness & SPA, gabinetów odnowy biologicznej, centrów rehabilitacji, ośrodków medycznych, szpitali i prywatnych klinik.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

OXYLIFE I 1,5 ATA Premium - mobilna, sztywna komora hiperbaryczna

Cechy charakterystyczne:

- najwyższa jakość i wytrzymałość,
- innowacyjna konstrukcja - komora wykonana ze stopów aluminium oraz poliwęglanu pokrytych farbami biokompatybilnymi,
- komora sztywna przeznaczona do użytku komercyjnego,
- koła jezdne z hamulcem zapewniają pełną mobilność,
- konstrukcja pozbawiona zamków błyskawicznych, które w przypadku miękkich komór ulegały bardzo szybkiemu uszkodzeniu,
- pneumatyczny, automatyczny system sterowania za pomocą kolorowego, dotykowego wyświetlacza z wbudowanym specjalistycznym oprogramowaniem, co zapewnia łatwą obsługę i stabilność ustawionych parametrów,
- system sterowania z zewnątrz jest całkowicie zautomatyzowany, ponad to komora posiada również panel do sterowania od wewnątrz (możliwość przeprowadzenia zabiegu "na sobie"),
- zintegrowany system obustronnej komunikacji pacjent - operator,

- dedykowany system zasilania w tlen i powietrze medyczne (sprężarka i koncentrator tlenu) - zmniejsza koszt inwestycji i eksploatacji,
- wbudowany system oddechowy (**BIBS**) umożliwia wentylację tlenem jednego lub dwóch pacjentów,
- szeroki przezroczysty właz ułatwia wejście pacjenta do komory, umożliwia obserwację całego pacjenta i zmniejsza poczucie klaustrofobii,
- gwarancja 24 msc z możliwością przedłużenia do 5 lat.

Opis cech komory Oxylife I 1,5 ATA Premium:

Dane techniczne:

Średnica [cm]:	80 / 90
Długość komory [cm]:	230
Ciśnienie pracy [ATA]:	1,5
Wydajność:	min. 10 l / min
Certyfikaty zgodności:	ISO 13485, ISO 9001, BS EN 14931:2006, Normy SEK, Dyrektywa 93/42/EEC

Informacje:

Komory Hiperbaryczne: Komory

Model: