



## Elektrostymulator Empi Direct TENS

### Opis produktu:

Empi Direct TENS to dwukanałowy, zasilany bateryjnie przenośny elektrostymulator do terapii przeciwbólowej z wykorzystaniem prądów TENS, licznych programów i asymetrycznego przebiegu fali.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Elektrostymulator Empi Direct TENS

### Cechy charakterystyczne:

- 2 kanały stymulacyjne,
- 13 programów w tym 5 szybkiego wyboru,
- łatwy w użyciu,
- nowoczesny design i łatwe we wciskaniu przyciski dla komfortowego użytkowania.
- dostosowany czasomierz,
- 5 stymulacyjnych programów:
  - puls
  - uderzenie
  - ciągły
  - mieszana częstotliwość
  - multi modulacja,
- łatwy w odczytaniu wyświetlacz LCD,
- wygodna w użyciu klawiatura,
- 2 letnia gwarancja (nie dotyczy akcesoriów).

## Przebieg fali:

Asymetryczny, dwufazowy 100% kompensowany.

## Dane techniczne:

Ilość kanałów:	2
Ilość programów:	13
Stałe napięcie [CV]:	do 1000 Ohm
Maksymalna amplituda:	40 mA/1000 Ohms, 250 $\mu$ s
Maksymalna długość impulsu [ $\mu$ s]:	do 250
Kształt impulsu:	bifazowy asymetryczny
Częstotliwość maksymalna [Hz]:	1,000
Źródło zasilania:	2 x 1.5V AA lub 2x 1.2V AA
Wymiary [cm]:	11 x 7 x 3
Klasa bezpieczeństwa elektrycznego:	Klasa II, Typ BF
Waga:	165

## Informacje:

Klasyfikacja: produkt medyczny  
 Przeznaczenie: fizjoterapia ortopedyczna  
 Ilość kanałów: 2  
 Ilość gotowych programów: 13  
 Inne właściwości: TENS  
 Rodzaj stymulatora: przewodowe

## Model: