



Lustro korekcyjne L-01 - 70 x 160 cm

Opis produktu:

Lustro korekcyjne pojedyncze.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Lustro korekcyjne L-01

Lustro korekcyjne L-01 pojedyncze. Wyposażone jest w kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie. Rama lustra wykonana jest z kształtowników stalowych. Środkowy element lustra posiada naciętą siatkę posturograficzną.

Wymiary lustra korekcyjnego:

70 x 160 cm

Informacje:

Model: