



Lampa zabiegowa GS 300

Opis produktu:

Lampa diagnostyczna model **GS 300** stanowi doskonałe połączenie wysokiej wartości natężenia światła i działania w niskiej temperaturze w obudowie małych rozmiarów. W połączeniu z przystępną ceną i cechami zapewniającymi wytrzymałe działanie, model **lampy GS 300** jest idealny do każdego badania przeprowadzanego w gabinecie lekarskim.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Lampa diagnostyczna LED GS 300 General Exam Light 44452

Idealna do zastosowania w:

- Ośrodkach zdrowia podstawowej opieki medycznej
- Intensywnej terapii
- Ambulatoria
- Dermatologia

Cechy produktu

- Wysoka wartości strumienia światła i działania w niskiej temperaturze, w estetycznej obudowie małych rozmiarów,
- 1 dioda LED,
- Bezdotykowy przełącznik włączania i wyłączania,
- Przystępna cena i niezawodne działanie,
- Mniejsze zużycie energii, niski koszt eksploatacji ze względu na eliminację wymiany żarówek oraz mniejsze zużycie energii,
- Brak konieczności wymiany żarówek.

Diody LED, których nigdy nie trzeba wymieniać, dostarczają bielszego, jaśniejszego światła niż było to możliwe kiedykolwiek wcześniej i zużywają mniej energii. Można więc teraz zobaczyć rzeczywisty kolor tkanki podczas badania lub zabiegu, obniżając jednocześnie koszty utrzymania oświetlenia.

Lampy medyczne Green Series™ dają bielsze, jaśniejsze światło, by umożliwiać lepsze warunki badania pacjentów.

Dzięki zastosowaniu białych diod (Light Emitting Diodes, LED) 5 500 K zamiast lamp halogenowych, lampy medyczne Green Series dostarczają bielszego światła, które jest znacznie jaśniejsze od halogenowego, co umożliwia ogólne ulepszenie dla przeprowadzania badań ze względu na lepsze oświetlenie badanego obszaru ciała, wierne oddawanie rzeczywistego koloru tkanki oraz jednolity strumień światła—bez zacienionych i zbyt mocno oświetlonych miejsc. Stosowane przez nas diody LED mają także najlepsze w branży wartości strumienia świetlnego i działają przez 50 000 godzin.

Lampy medyczne Green Series są bardziej ekologiczne.

Spośród pierwszych lamp medycznych z zastosowaniem technologii diod LED, lampy Green Series firmy Welch Allyn zapewniają niższy koszt utrzymania dzięki brakowi konieczności wymiany żarówki i ogólnie niższemu zużyciu energii, a także brakowi rozproszenia ciepła, dając większy komfort użytkowania i bezpieczeństwo. W przypadku urządzeń GS 600 i GS 900 istnieje także regulacja natężenia światła, pozwalająca na dostosowanie intensywności oświetlenia do konkretnych potrzeb.

Lampy medyczne Green Series zostały zaprojektowane, by wspomagać kontrolę zakażeń.

Lampy medyczne Green Series są wyposażone w opcję bezdotykowej regulacji włączania/wyłączania, by zredukować kontakt z lampą diagnostyczną oraz nowy, ergonomiczny kształt, umożliwiający łatwe czyszczenie. Używanie lamp z produkowanymi przez nas osłonkami jednorazowego użytku zmniejsza ryzyko zakażenia przez zanieczyszczenie krzyżowe.

Parametry techniczne

Liczba diod LED	1 biała dioda LED
Temperatura koloru	5 500 Kelvin
Natężenie światła dla danej odległości pracy	20 000 luxów dla 40 cm (16 cali)
Wielkość strumienia światła dla danej odległości działania	10-25 cm (4-10 cali) dla 40 cm (16 cali)
Żywotność diody LED	50 000 godzin
Odległość pracy	10 cm do 40 cm
Długość elastycznego ramienia	60 cm

Informacje:

Opcje produktu: