



Wireless Professional 2CH Standard - aparat do elektrostymulacji

Opis produktu:

Wireless Pro 2CH Standard to bezprzewodowy 2-kanalowy stymulator wyprodukowany dla **fizjoterapeutów** oraz **kliniek rehabilitacyjnych**, które wymagają standardowej bezprzewodowej opcji dla elektrostymulacji. **Dostarczone z 2 modułami i 1 pilotem** oraz podstawową stacją dokującą, spełnia wszystkie wymagania i potrzeby zawodowców. Niweluje ograniczenia dla Ciebie i Twojego pacjenta. Daje pacjentowi pełną swobodę ruchów, ułatwia jego manipulację i pozwala na jednoczesne wykonywanie ćwiczeń i elektrostymulacji w celu osiągnięcia lepszych wyników.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Wireless Professional 2CH Standard - aparat do elektrostymulacji

Aparat do elektroterapii dzięki zastosowaniu technologii bezprzewodowej jest **urządzeniem całkowicie przenośnym**, pozwalającym na pracę w terenie i u pacjenta. To najbardziej zaawansowane **urządzenie do elektroterapii** z unikalnym pakietem gotowych programów terapeutycznych. Umożliwia **rehabilitację i elektrostymulację** mięśni podczas wykonywania ćwiczeń co znacząco podnosi efektywność terapii.

W zestawie: 2 moduły do elektroterapii, stacja dokująca, pilot do zdalnego kontrolowania, torba transportowa, smycz wraz z protektorem na pilota. System wyposażony w system mi-Technology (Muscle Intelligence Technology). Posiada 4 programy.

Grupy programów:

- Rehabilitacja I,
- Terapia przeciwbólowa I,
- Programy kondycyjne I,
- Terapia naczyniowa.

Cechy charakterystyczne:

- technologia Muscle Intelligence™ dostępna na wszystkich 4 kanałach: Mi- Scan, Mi-Tens, Mi-Range, Mi-Action,
- zdalne sterowanie,
- bezprzewodowa technologia - niweluje ograniczenia dla ciebie i swojego pacjenta,
- design przystosowany do profesjonalnego użytku,
- silikonowa klawiatura, która jednocześnie chroni przed wodą i żelazem oraz zapewnia ergonomiczne wykorzystanie klawiatury i przycisków,
- 2+2 - wybór jednego programu dla kanałów 1 i 2, a następnie innego programu z listy 2+2 dla kanałów 3 i 4; pozwala to na terapię dwóch różnych części ciała lub dwóch pacjentów w tym samym czasie lub też na łączenie NMES i TENS w jedną procedurę terapeutyczną,
- trigger - rozpoczęcie stymulacji na żądanie poprzez wciśnięcie przycisku wyzwalającego,
- automatyczne wyszukiwanie rampy dla mięśni częściowo odnerwionych,
- skip - kontrola czasu sesji i przejście bezpośrednio do następnej fazy w razie potrzeby,
- programowalność - pozwala na stworzenie i personalizację programów w celu dostosowania ich do indywidualnych potrzeb pacjenta,
- elektroda do wyszukiwania punktów motorycznych,
- szybkie ładowanie - pełen cykl ładowania przy użyciu ładowarki dołączonej do zestawu wynosi maksymalnie 2,5 godziny,
- kształty fali: symetryczny dwufazowy 100% kompensowany.

Informacje:

Klasyfikacja: produkt medyczny

Przeznaczenie: sport

Przeznaczenie: fizjoterapia ortopedyczna

Ilość kanałów: 2

Ilość gotowych programów: 4

Inne właściwości: TENS

Inne właściwości: NMES

Rodzaj stymulatora: bezprzewodowe

Opcje produktu: