


Kosze do sterylizacji i przechowywania optyk

Opis produktu:

Kosze do sterylizacji i przechowywania optyk. Kosze służą do przetrzymywania instrumentarium medycznego o sztywnej budowie podczas maszynowego przygotowania, sterylizacji i przechowywania.

Do każdego kosza można włożyć maksymalnie jedną optykę o średnicy od 1,7 mm do 20,0 mm. Pomiedzy instrumentem, a koszem do sterylizacji i przechowywania a optyką musi być zachowany odstęp co najmniej 10 mm na obu końcach pojemnika.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Kosze do sterylizacji i przechowywania optyk endoskopowych

Nr katalogowy	Szerokość	Długość	Wysokość	Waga	Pojemność
38015 (38020.111)	59 mm	297 mm	54 mm	260 g	1 optyka endoskopowa
38016 (38021.111)	59 mm	481 mm	54 mm	360 g	1 optyka endoskopowa
38017 (38022.111)	59 mm	619 mm	54 mm	410 g	1 optyka endoskopowa

W ofercie posiadamy również: Silikonowe gumki do koszy, Op. = 20 szt. 64271020 (38015.001)

Informacje:

Model:

Długość kosza: 297 mm, 481 mm, 619 mm