


Kosz do sterylizacji instrumentów do artroskopii

Opis produktu:

Kosz do sterylizacji instrumentów do artroskopii barku, biodra oraz do endoskopowej dekompresji nerwu łokciowego




Zdjęcia produktu:



górn



dórn



górn



dórn



górn



dórn



Szczegółowy opis produktu:

Kosz do sterylizacji instrumentów do artroskopii barku

[img-10114-left-large_default][img-10115-left-home_default]

		Nr kat.
Kosz do przechowywania i sterylizacji instrumentarium do artroskopii barku	składa się z: 1x dolna pokrywa (8584.5202), 1x pokrywa kosza (8584.6201), 2x krótki	85841213

	zatrzask sprężynowy (8584.2002), 1x górna taca na instrumenty, (74018097), 1x wspornik (74018104), 1x górne uchwyty silikonowe (85849101) 1x dolny stojak na instrumenty (74018098), 1x wspornik (74018105), 1x dolne uchwyty silikonowe na instrumenty (85849102)	
Górny zestaw uchwytów silikonowych	składa się z: 1 x uchwyt silikonowy 8 wcięć 1 x uchwyt silikonowy 8 wcięć 2 x uchwyt silikonowy 4 wcięcia	85849101
Dolny zestaw uchwytów silikonowych	składa się z: 2 x uchwyt silikonowy 1 wcięcie 2 x uchwyt silikonowy 6 wcięć	85849102

Kosz do sterylizacji instrumentów do artroskopii biodra

[img-10116-left-large_default][img-10117-left-home_default]		
		Nr kat.
Kosz do sterylizacji do instrumentów do artroskopii biodra	składa się z: 1x dolna część kosza (8584.5202), 1x pokrywa kosza (74018096), 2x średni zatrzask sprężynowy (74015043), 1x górna taca na instrumenty (74018101), 1x wspornik (74018108), 1x górny silikonowy uchwyt na instrumenty (85849105), 1x dolna taca na instrumenty (74018102), 1x wspornik (74018109), 1x dolny silikonowy uchwyt na instrumenty (85849106)	85841215
Górne uchwyty silikonowe	składa się z: 1x uchwyt silikonowy z 12 wcięciami 1x uchwyt silikonowy z 2 wcięciami 2x uchwyt silikonowy z 10 wcięciami 1x uchwyt silikonowy z 5 wcięciami	85849105

Dolne uchwyty silikonowe	składa się z:1x uchwyt silikonowy z 8 wcięciami1x uchwyt silikonowy z 12 wcięciami1x uchwyt silikonowy z 16 wcięciami1x uchwyt silikonowy z 13 wcięciami1x uchwyt silikonowy z 3 wcięciami	85849106
--------------------------	--	----------

Kosz do sterylizacji instrumentów do endoskopowej dekompresji nerwu łokciowego

[img-10118-left-large_default][img-10119-left-home_default]		
		Nr kat.
Kosz do sterylizacji do instrumentów do endoskopowej dekompresji nerwu łokciowego	składa się z:1x dolna część kosza (8584.5202), 1x pokrywa kosza(74018096),2x średni zatrzask sprężynowy (74015043), 1x górna taca na instrumenty(74018099), 1x wspornik (74018106), 1x górny silikonowy uchwyt na instrumenty(85849103),1x dolna taca na instrumenty (74018100), 1x wspornik (74018107), 1x dolny silikonowy uchwyt na instrumenty (85849104)	85841214
Górne uchwyty silikonowe	składa się z:2x uchwyt silikonowy z 3 wcięciami2x uchwyt silikonowy z 5 wcięciami	85849103
Dolne uchwyty silikonowe	składa się z:2x uchwyt silikonowy z 2 wcięciami2x uchwyt silikonowy z 4 wcięciami	85849104

Informacje:

Model: