

Akcesoria do koszy

Opis produktu:



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Zdjęcie	Opis	Nr kat.
	Wspornik dla silikonowych uchwytów, podwójny	8584.8203
	Uchwyt silikonowy, zamknięty, potrójny, dla instrumentów Ø 8 - 14,5 mm	8584.9201
	Uchwyt silikonowy, otwarty, potrójny, dla instrumentów Ø 8 - 14,5 mm	8584.9211
	Uchwyt silikonowy, zamknięty, dla 5 instrumentów, dla instrumentów Ø 1 - 7,5 mm	8584.9501
	Uchwyt silikonowy, otwart, dla 5 instrumentów, dla instrumentów Ø 1 - 7,5 mm	8584.9511
	Uchwyt silikonowy, zamknięty, dla 7	8584.9701

	instrumentów, dla instrumentów Ø 1 - 7,5 mm	
	Uchwyt silikonowy, otwarty, dla 7 instrumentów dla instrumentów Ø 1 - 7,5 mm	8584.9711
	Zestaw startowy silikonowych uchwytów składa się z: 3x 8584.9501, 3x 8584.9511, 1x 8584.9701, 1x 8584.9711	8584.9001
	Zestaw startowy silikonowych uchwytów składa się z: 3x 8584.9501, 3x 8584.9511, 1x 8584.9201, 1x 8584.9211	8584.9002
	Wspornik dla silikonowych uchwytów, potrójny, do przytwierdzania silikonowych uchwytów	8584.8201
	Uchwyt silikonowy, otwarty, Ø 9 mm, np.: do pojedynczych instrumentów	8584.9111
	Uchwyt silikonowy, otwarty, Ø 4,5 mm, np.: do pojedynczych instrumentów	8584.9112
	Zatrask sprężynowy, szeroki (dł. x szer. x wys.) 60 x 35 x 9 mm	8584.2003
	Odchylana tabliczka identyfikacyjna, (dł. x szer. x wys.) 41 x 14 x 57 mm	8584.2006
	Ochylana tabliczka identyfikacyjna, (dł. x szer. x wys.) 88 x 17 x 57 mm	8584.2005
	Kosz na drobne akcesoria 1/8, (dł. x szer. x wys.) 121 x 121 x 35 mm	8584.3003
	Kołek blokujący, np.: do mocowania uchwytów, op. = 2 szt.	8584.8205

Informacje:

Model: