



Tacki do systemu RIWO i perforowane kosze

Opis produktu:

Tacki do systemu RIWO to gama pojemników przeznaczonych do sterylizacji parowej i niskotemperaturowej, a także przechowywania i transportu instrumentarium medycznego. Wyposażenie wnętrza w maty stabilizuje zawartość, chroniąc narzędzia przed uszkodzeniami mechanicznymi, a szeroki zakres wymiarów (od 300 do 700 mm) pozwala na elastyczne dopasowanie do potrzeb bloku operacyjnego. System uzupełniają kompatybilne kosze perforowane dedykowane do reprocasowania delikatnej optyki.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Tacki do systemu RIWO

Produkt	Opis	Numer produktu
Pojemnik (w x h x g) 300 x 60 x 120 mm	Mieści: instrumenty, przeznaczenie: sterylizacja (parowa oraz w niskiej temperaturze), przechowywanie i transport, wyposażona w matę na instrumenty Wymiary wewnętrzne (s x w x g): 300 x 57 x 120 mm Wymiary zewnętrzne (s x w x g): 366 x 77 x 186 mm	33019
Pojemnik (w x h x g) 300 x 60 x 200 mm	Mieści: instrumenty, przeznaczenie: sterylizacja (parowa oraz w niskiej temperaturze), przechowywanie	33020

		i transport, wyposażona w matę na instrumentyWymiary wewnętrzne (s x w x g): 300 x 57 x 200 mm Wymiary zewnętrzne (s x w x g): 366 x 77 x 266 mm	
Pojemnik (w x h x g) 400 x 60 x 120 mm		Mieści: instrumenty, przeznaczenie: sterylizacja (parowa oraz w niskiej temperaturze), przechowywanie i transport, wyposażona w matę na instrumentyWymiary wewnętrzne (s x w x g): 400 x 57 x 120 mm Wymiary zewnętrzne (s x w x g): 466 x 77 x 186 mm	33021
Pojemnik (w x h x g) 400 x 60 x 200 mm		Mieści: instrumenty, przeznaczenie: sterylizacja (parowa oraz w niskiej temperaturze), przechowywanie i transport, wyposażona w matę na instrumentyWymiary wewnętrzne (s x w x g): 400 x 57 x 200 mm Wymiary zewnętrzne (s x w x g): 466 x 77 x 266 mm	33022
Pojemnik (w x h x g) 500 x 60 x 120 mm		Mieści: instrumenty, przeznaczenie: sterylizacja (parowa oraz w niskiej temperaturze), przechowywanie i transport, wyposażona w matę na instrumentyWymiary wewnętrzne (s x w x g): 500 x 57 x 120 mm Wymiary zewnętrzne (s x w x g): 566 x 77 x 186 mm	33023
Pojemnik (w x h x g) 500 x 60 x 200 mm		Mieści: instrumenty, przeznaczenie: sterylizacja (parowa oraz w niskiej temperaturze), przechowywanie i transport, wyposażona w matę na instrumentyWymiary wewnętrzne (s x w x g): 500 x 57 x 200 mm Wymiary zewnętrzne (s x w x g): 566 x 77 x 266 mm	33024
Pojemnik (w x h x g) 500 x 75 x 120 mm		Mieści: instrumenty, przeznaczenie: sterylizacja (parowa oraz w niskiej temperaturze), przechowywanie i transport, wyposażona w matę na instrumentyWymiary wewnętrzne (s x w x g): 500 x 73 x 120 mm Wymiary zewnętrzne (s x w x g): 566 x 92 x 186 mm	33017
Pojemnik (w x h x g) 600 x 60 x 200 mm		Mieści: instrumenty, przeznaczenie: sterylizacja (parowa oraz w niskiej temperaturze), przechowywanie	33025

	i transport, wyposażona w matę na instrumentyWymiary wewnętrzne (s x w x g): 600 x 57 x 200 mm Wymiary zewnętrzne (s x w x g): 666 x 77 x 266 mm	
Pojemnik (w x h x g) 700 x 60 x 120 mm	Mieści: instrumenty, przeznaczenie: sterylizacja (parowa oraz w niskiej temperaturze), przechowywanie i transport, wyposażona w matę na instrumentyWymiary wewnętrzne (s x w x g): 700 x 57 x 120 mm Wymiary zewnętrzne (s x w x g): 766 x 77 x 186 mm	33026
Pojemnik (w x h x g) 700 x 60 x 200 mm	Mieści: instrumenty, przeznaczenie: sterylizacja (parowa oraz w niskiej temperaturze), przechowywanie i transport, wyposażona w matę na instrumentyWymiary wewnętrzne (s x w x g): 700 x 57 x 200 mm Wymiary zewnętrzne (s x w x g): 766 x 77 x 266 mm	33027
Pojemnik (w x h x g) 700 x 75 x 120 mm	Mieści: instrumenty, przeznaczenie: sterylizacja (parowa oraz w niskiej temperaturze), przechowywanie i transport, wyposażona w matę na instrumentyWymiary wewnętrzne (s x w x g): 700 x 73 x 120 mm Wymiary zewnętrzne (s x w x g): 766 x 92 x 186 mm	33018

Perforowane kosze

Produkt	Opis	Numer produktu
Perforowany kosz na standardową optykę 1	Mieści: standardowy teleskopPrzeznaczenie: reprocessowanie mechaniczne, sterylizacja (parowa oraz w niskiej temperaturze), przechowywanie i transportWymiary wewnętrzne (s x w x g): 270 x 52 x 40 mmWymiary zewnętrzne (s x w x g): 297 x 54 x 59 mm	38015
Perforowany kosz na standardową optykę 2	Wymiary wewnętrzne (s x w x g): 454 x 52 x 40 mmWymiary zewnętrzne (s x w x g): 481 x 54 x 59 mm	38016
Perforowany kosz na standardową optykę 3	Wymiary wewnętrzne (s x w x g): 592 x 52 x 40 mmWymiary zewnętrzne (s x w x g): 619 x 54 x 59 mm	38017

Łańcuch mocujący z czterema ogniwami	Przeznaczenie: mocowanie instrumentów w perforowanym koszu podczas reprocessowania mechanicznego, sterylizacji (parowej oraz w niskiej temperaturze), przechowywania i transportu	64271020
Klips sprężynowy do mocowania perforowanego kosza	Urządzenie mocujące perforowany kosz na optykę, wymienny	64076028

Informacje:**Model:**