

Kontener RIWO

Opis produktu:



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

[img-10132-left-large_default]

Mycie, dezynfekcja, zubożnianie

Kontener RIWO, zapewniający bezpieczne ułożenie i dezynfekcję skażonych instrumentów.

Kontener RIWO zawiera perforowany kosz, oraz pokrywę

zew. wym: 552 x 200 x 165 mm

wew. wym. kosza: 432 x 150 x 100 mm

Kontener RIWO dedykowany także do mycia skażonego instrumentarium

nie autoklawowalny 6860.901

autoklawowalny 8509.01

[img-10133-left-large_default]	Mycie, dezynfekcja, zubożętnianie Kontener RIWO, zapewniający bezpieczne ułożenie i dezynfekcję skażonych instrumentów. Kontener RIWO zawiera perforowany kosz, oraz pokrywę wym. zew.: 881 x 200 x 165 mm wym. wew. kosza: 760 x 150 x 100 mm Kontener RIWO dedykowany także do mycia skażonego instrumentarium nie autoklawowalny 6860.911
[img-10134-left-large_default]	Kontener RIWO do dezynfekcji: zawiera pokrywę zew. wym.: 600 x 400 x 140 mm wew. wym.: 548 x 348 x 100 mm 509.81

Informacje:

Model: