




Stół do pionizacji SP-1/E

Opis produktu:

Jednoczęściowy stół do pionizacji z elektryczną regulacją kąta nachylenia, podnóżkiem i trzema pasami stabilizacyjnymi.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Stół do pionizacji pacjenta SP-1/E

Stół SP- 1/E jest to jednoczęściowy stół wyposażony w elektryczną regulację kąta nachylenia, podnózek i trzy pasy stabilizujące. Przeznaczony jest dla dzieci i ludzi dorosłych, poruszających się na wózku.

Cechy charakterystyczne:

- stół do pionizacji służący nauce przyjmowania pionizowanej wyprostowanej pozycji na twardym podeście

- pełna stabilizacja pacjenta - stabilizacja kolan, bioder i klatki piersiowej
- pacjent ma wolne kończyny górne, dzięki czemu może wykonywać ćwiczenia
- ustawienie leżyska zmieniane za pomocą śruby z korbą lub elektrycznego siłownika sterowanego pilotem

Informacje:

Ilość sekcji: 1

Regulacja wysokości: elektryczna, za pomocą pilota

Rodzaje stołów: Pionizacja

Model: