


## Środek przeciwmgielny do optyk endoskopowych

### Opis produktu:



### Zdjęcia produktu:

### Szczegółowy opis produktu:

[img-10140-left-large\_default]

Środek przeciwmgielny, sterylne jednorazowa pipeta, porcjowany, bezalkoholowy, nie zawiera silikonu, nie zawiera wosku, (Op. = 10 szt.) 102.02 Środek przeciwmgielny "Ultrastop" sterylne napełnienie, zawiera alkohol, butelka zabezpieczona kapturkiem, 30 ml 102.01

### Informacje:

### Model: