

Zestaw podstawowy VERTEBRIS lumbar dla techniki trans- i extraforaminalnej



Opis produktu:

Zestaw podstawowy, VERTEBRIS lumbar dla techniki: trans- i extraforaminalnej

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Nazwa	Nr kat.	Ilość
Optyka PANOVIEW PLUS, 25°, dł. rob. 207 mm, śr.zew. Ø 6.9 x 5.6 mm, kan. rob. Ø 4.1 mm	89210.1254	1
Adapter stożkowy	8791.751	1
Adapter membranowy	8792.451	1
Zestaw kaniul dordzeniowych, 1 op. = 10 szt., sterylne, dł.rob. 150 mm, Ø 1.25 mm	4792.803	1
Dylator, Ø. 6.9 mm	89220.1508	1
Płaszcz roboczy skośny, Ø 8.0 mm, dł. rob. 185 mm	89220.1078	1
Adapter irygacyjny, Ø 8.0 mm	89220.1308	1

Przedłużka do płaszczu, Ø 8.0 mm	89220.1408	1
Punch-mikro, Ø 2.5 mm, zakrzywiony, dł. rob. 360 mm, (pasuje do kan. rob. 4 mm)	89240.1034	1
Punch-mikro, Ø 2.5 mm, dł. rob. 360 mm	8792.671	1
Rongeur-mikro z długimi branszami, Ø 2.5 mm, dł. rob. 360 mm	89240.1125	1
Rongeur-mikro, Ø 2.5 mm, zakrzywiony, dł. rob. 360 mm, (pasuje do kan. rob. 4 mm)	89240.1044	1
Kleszczyki chwytne do nukleotomii, Ø 3.0 mm, dł. rob. 360 mm	89230.1003	1
Kleszczyki chwytne do nukleotomii, Ø 4.0 mm, dł. rob. 360 mm	89230.1004	1
Kerrison (punch), Ø 4.0 mm, WL 360 mm	89240.1904	1
Dysektor, Ø 2.5 mm, WL 350 mm	8792.591	1
Dysektor, Ø 4.0 mm, WL 350 mm	89250.1004	1
X-Tractor	89230.0000	1
Młotek	8866.956	1
Radioblator 4MHz	23300011	1
TipControl RF, komplet (dł. rob. 400 mm)	899352000	1
TipControl RF, elektrody bipolarne (1 op.= 5 szt.)	499352000	1

TipControl - przewód przyłączeniowy do elektrod (wtyk EU płaski)	899351210	1
--	-----------	---

Informacje:

Model: