

Zestaw podstawowy VERTEBRIS lumbar and thoracic dla techniki interlaminarnej



Opis produktu:

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Zestaw podstawowy VERTEBRIS lumbar and thoracic dla techniki interlaminarnej

| Nazwa | Nr kat. | Ilość |
|---|------------|-------|
| Optyka PANOVIEW, 25°, dł. rob. 165 mm, śr.zew. Ø 6.9 x 5.6 mm, kan. rob. Ø 4.1 mm | 89210.3254 | 1 |
| Adapter stożkowy | 8791.751 | 1 |
| Adapter membranowy | 8792.451 | 1 |
| Dylatator, Ø 6.9 mm | 89220.1508 | 1 |
| Płaszcz roboczy skośny, Ø 8.0 mm, dł. rob. 120 mm | 89220.3008 | 1 |
| Adapter irygacyjny, Ø 8.0 mm | 89220.1308 | 1 |
| Punch mikro, Ø 2.5 mm, dł. rob. 290 mm | 89240.2225 | 1 |

| | | |
|--|------------|---|
| Punch mikro, Ø 2.5 mm, zakrzywiony, dł. rob. 360 mm | 89240.1034 | 1 |
| Rongeur mikro, Ø 2.5 mm, dł. rob. 290 mm | 89240.2025 | 1 |
| Rongeur, Ø 3.0 mm, dł. rob. 290 mm | 89240.3003 | 1 |
| Rongeur, Ø 4.0 mm, dł. rob. 290 mm | 89240.3004 | 1 |
| Punch kostny, Ø 4.0 mm, dł. rob. 290 mm | 89240.3904 | 1 |
| Dysektor atraumatyczny, Ø 2.5 mm, dł. rob. 350 mm | 8792.591 | 1 |
| Dysektor atraumatyczny, Ø 4.0 mm, dł. rob. 350 mm | 89250.1004 | 1 |
| Radioblator 4MHz | 23300011 | 1 |
| TipControl RF, komplet (dł. rob. 290 mm) | 899351000 | 1 |
| TipControl RF, elektrody bipolarne (1 op.= 5 szt.) | 499351000 | 1 |
| TipControl - przewód przyłączeniowy do elektrod (wtyk EU płaski) | 899351210 | 1 |

Informacje:

Model: