

Optyki artroskopowe - artroskopia stawu nadgarstka

Opis produktu:

Optyki artroskopowe - Artroskopia stawu nadgarstka

Nadgarstek i staw skokowy są jednymi z najdrobniejszych stawów, które łatwo uszkodzić. Do urazów tych stawów dochodzi najczęściej podczas upadku, kiedy próbujemy podeprzeć się lub zamortyzować uderzenie, a cała siła przenoszona jest na te stawy.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Dłoń i staw skokowy posiadają bardzo złożoną budowę (mięśnie, nerwy, więzadła, stawy i kości), jest odpowiedzialna za ruchliwość i czucie. Urazy dłoni to zazwyczaj wygięcie palców, urazy kciuka, zwichnięcia, złamania palców oraz postępujące z czasem zmiany zwyrodnieniowe stawów.

Wraz z rozwojem technik artroskopowych oraz miniaturyzacją instrumentarium, leczenie zabiegowe małych stawów staje się coraz bardziej popularne i zasadne.

Instrumentarium artroskopowe dla małych stawów

Oferowane instrumentarium artroskopowe dla małych stawów niemieckiego producenta - firmy Richard Wolf, wyposażono w specjalny system „Overload Protection” zabezpieczający przed niepożądanym przeciążeniem narzędzia, a w skutku jego nieodwracalnym uszkodzeniem.

Optyka artroskopowa HD 1.9 mm:

[img-10157-left-large_default]

Kierunek patrzenia

Zewnętrzna średnica Ø

Nr kat.

	Optyka HD PANOVIEW	1.9 mm	8860453
--	--------------------	--------	---------

Optyka artroskopowa HD 2.4 mm:

[img-10157-left-large_default]

Kierunek patrzenia		Zewnętrzna średnica Ø	Nr kat.
	Optyka HD PANOVIEW	2.4 mm	8871413

Płaszczce artroskopowe z automatycznym systemem zatraskowym

[img-10145-left-large_default]							[img-10146-left-home_default]	
							Tokar pół-tępy	Tokar stożkowo-ostry
Optyka	Wysokiego przepływu	1 kranik stały	2 kraniki obrotowe	Zewnętrzna średnica Ø	Długość robocza	Nr kat.		
Ø 1.9 mm8 860453		I		2,4 mm	40 mm	89122012 4	89122195 2	89121.054 0
	I	I		2,8 mm		89122012 8	89122195 2	89122196 2
Ø 2.4 mm8 871413		I		3,2 mm	60 mm	89122013 2	89122245 2	89122246 2
			I			89122123 2		
	I		I	3,5 mm		89121.125 5	89122245 2	89122246 2

Akcesoria:

Światłowód, 2,3 m, do optyk: Ø 1.9 / 2.4 / 2.7 mm - 8066252314.0 mm - 806635231Kurek do płaszcza - 89101.0000

Części zamienne:

Obrotowy kołnierz z 1 kranikiem - 150081761Obrotowy kołnierz z 2 kranikami - 150081762Kraniki (5 szt.) - 896.0002Narzędzie do demontażu kraników - 38310.0001Nakrętka do mocowania kołnierza - 15008.1704Zestaw części zamiennych zawierający 5 sztuk każdego elementu; O-ringi (mały/duży) - 15176.142,narzędzie do demontażu O-ringów - 15106.230

Informacje:

Model: