

Szczypczyki, punche - artroskopia stawu nadgarstka

Opis produktu:



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Cążki szczypczyki:

[img-10159-left-large_default]

[img-10159-left-large_default]				
		Płaszcz Ø	Długość robocza	Nr kat.
Cążki miniaturowe - typy Punch		2.0 mm	60 mm	8486.601
		2.2 mm	75 mm	8486.602
Cążki miniaturowe - bransze w kształcie podwójnych łyżek		2.0 mm	60 mm	8486.611

Cążki miniaturowe chwytne		2.0 mm	60 mm	8486.621
---------------------------------	--	--------	-------	----------

Cążki z zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym "overload protection":

[img-10160-left-large_default]				
		Płaszcz Ø	Długość robocza	Nr kat.
Cążki miniaturowe - bransze w kształcie podwójnych łyżek		2.7 mm	110 mm	8486.614
Cążki miniaturowe chwytne		2.7 mm	110 mm	8486.624

Informacje:

Model: