


## Jednoczęściowy stół do pionizacji SP-2



### Opis produktu:

Jednoczęściowy stół do pionizacji elektryczną regulacją kąta nachylenia i wysokości, podnóżkiem i trzema pasami stabilizującymi.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

**Stół do pionizacji SP-2** to jednoczęściowy **stół do pionizacji** z elektryczną regulacją kąta nachylenia i wysokości, podnóżkiem i trzema pasami stabilizującymi. Przeznaczony jest dla pacjentów leżących w szpitalu, zakładzie opieki lub w domu do stopniowego przemieszczania chorego z pozycji leżącej do pionizowanej. Szczególnie przeznaczony jest dla ludzi długo leżących, z porażeniami, niewydolnościami krążeniowymi i licznymi przypadkami pooperacyjnymi.

### Cechy charakterystyczne:

- Pacjent może wesprzeć się na regulowanych pochwytach
- Regulacja wysokości w zakresie 500 - 900 mm, kąta nachylenia leżyska w zakresie od 0° do + 88°, odbywa się za pomocą siłownika elektrycznego
- W wyposażeniu stołu są pasy stabilizacyjne kolan, klatki piersiowej i miednicy
- Stół posiada koła jezdne z blokadą

**Informacje:**

**Model:**

Szerokość: 68 cm

Długość: 190 cm

Masa: 90 kg

Kąt regulacji sekcji środkowej: 0 – +88°

Liczba sekcji: 1

Typ stołu: Regulowana wysokość

Zakres regulacji wysokości: 50 – 90 cm

Typ regulacji wysokości: Elektryczna

Funkcja pionizacji: Tak

Podgrzewane leże: Nie