


## Jednoczęściowy stół do pionizacji SP-2

### Opis produktu:

Jednoczęściowy stół do pionizacji elektryczną regulacją kąta nachylenia i wysokości, podnóżkiem i trzema pasami stabilizującymi.



### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

**Stół do pionizacji SP-2** to jednoczęściowy **stół do pionizacji** z elektryczną regulacją kąta

nachylenia i wysokości, podnóżkiem i trzema pasami stabilizującymi. Przeznaczony jest dla pacjentów leżących w szpitalu, zakładzie opieki lub w domu do stopniowego przemieszczania chorego z pozycji leżącej do pionizowanej. Szczególnie przeznaczony jest dla ludzi długo leżących, z porażeniami, niewydolnościami krążeniowymi i licznymi przypadkami pooperacyjnymi.

### **Cechy charakterystyczne:**

- Pacjent może wesprzeć się na regulowanych pochwytach
- Regulacja wysokości w zakresie 500 - 900 mm, kąta nachylenia leżyska w zakresie od 0° do + 88°, odbywa się za pomocą siłownika elektrycznego
- W wyposażeniu stołu są pasy stabilizacyjne kolan, klatki piersiowej i miednicy
- Stół posiada koła jezdne z blokadą

### **Informacje:**

Szerokość: 68 cm  
Długość: 190 cm  
Masa: 90 kg  
Kąt regulacji sekcji środkowej: 0 - +88°  
Liczba sekcji: 1  
Typ stołu: Regulowana wysokość  
Zakres regulacji wysokości: 50 - 90 cm  
Typ regulacji wysokości: Elektryczna  
Funkcja pionizacji: Tak  
Podgrzewane leże: Nie

### **Model:**