



Przetwornik ciśnienia wielokrotnego użytku TRA600

Opis produktu:

Przetwornik do pomiaru ciśnienia wewnątrzpęcherzowego TRA 600 (MX960P1).

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Przetwornik z serii Medex MX960 służy do rejestracji ciśnienia, z oznaczeniem **P1ves - do pomiaru ciśnienia wewnątrzpęcherzowego.**

Współpracuje z jednorazowymi kopułkami **MX960XX**

Informacje:

Model: