



Przetwornik ciśnienia wielokrotnego użytku TRA602

Opis produktu:

Przetwornik do pomiaru ciśnienia brzuszego o numerze katalogowym TRA 602 (MX960P2).

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Przetwornik z serii Medex MX960 służy do rejestracji ciśnienia i współpracuje z jednorazowymi kopułkami MX960XX, z oznaczeniem **P2abd - do pomiaru ciśnienia brzuszego.**

Informacje:

Model: