



Przetwornik ciśnienia wielokrotnego użytku TRA604

Opis produktu:

Przetwornik do pomiaru ciśnienia cewkowego o numerze katalogowym TRA 604 (MX960P3).

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Przetwornik z serii Medex MX960 służy do rejestracji ciśnienia i współpracuje z jednorazowymi kopułkami MX960XX, z oznaczeniem **P3ura - do pomiaru ciśnienia cewkowego**.

Informacje:

Model: