



KC typ 1 - Kabina do zawieszzeń i ćwiczeń

Opis produktu:

Kabina do ćwiczeń w podwieszeniu UGUL przeznaczona jest do ćwiczeń i zawieszzeń w kinezyterapii indywidualnej z kilkoma pacjentami równocześnie.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

UGUL - Kabina do ćwiczeń i zawieszzeń

Kabina do zawieszzeń jest podstawowym elementem **Uniwersalnego Gabinetu Usprawniania Leczniczego (UGUL)**. Przeznaczona jest do stosowania **kinezyterapii indywidualnej z kilkoma pacjentami równocześnie**. Stosuje się w niej **zawieszania** całkowite, **ćwiczenia czynne w odciążeniu** oraz **czynne z oporem** i z zastosowaniem systemu bloczkowo-ciężarkowego. Istnieje możliwość zastosowania wyciągu Perschl'a.

Przewieszka wraz z kabiną tworzy dodatkowo dobrze oprzyrządowane stanowisko. Zainstalowany w przewieszce regulowany drążek zezwala na bezpieczne wykonywanie ćwiczeń przy pomocy kończyn górnych lub dolnych. Zbudowana z prostokątnych ram ~ 1000 x 2000 mm w tym drabinki i przewieszki (opcja) umożliwia tworzenie wielu konfiguracji w różnych wymiarach, spełniających wymagania oraz uwzględniających możliwości lokalowe **zakładów rehabilitacji**. Po wstawieniu do środka **stołu rehabilitacyjnego** oraz uzupełnienia jej osprzętem (linki, podwieszki, obciążniki, pasy) stanowi podstawowy zestaw UGUL. Unifikacja elementów kabiny pozwala na łączenie krat przewieszek w jej dowolnym układzie.

Dostępne konfiguracje UGULA:

UGUL - Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego

- 4/D - Kabina UGUL z drabinką
- 4/C - Kabina UGUL z przewieszką
- 4/D/C - Kabina UGUL z drabinką i przewieszką
- 4/2 - Kabina UGUL podwójna

Uzupełnij swój zestaw UGUL:

Kompletne zestawy Linki	Pasy do stabilizacji	Podwieszki	Kamaszki
Bloczki do linek	Karabińczyki	Esiki	Ciężarki
			Pętle Glissona

Akcesoria dodatkowe do UGULA:

- Osprzęt do kabiny „Podstawowy”
- Osprzęt do kabiny „Standard”
- Osprzęt do kabiny „Pełny”

Akcesoria i osprzęt

Lp.	Nazwa	Symbol	Zestaw podstawowy	Zestaw standard	Zestaw pełny
1.	Linka długość 1600 mm	KC/01	8	8	14
2.	Linka długość 960 mm	KC/02	2	6	6
3.	Linka długość 2450 mm	KC/03	1	1	1
4.	Linka długość 5720 mm	KC/04	1	1	1
5.	Linka długość 3750 mm	KC/05	2	3	3

6.	Linka długość 5000 mm	KO/01	-	-	1
7.	Podwieszka przedramion i podudzi 100x420	KC/06	4	4	6
8.	Podwieszka ud i ramion 145x540	KC/07	4	4	6
9.	Podwieszka ud i ramion wzmacniona 890x100	KC/07a	-	-	-
10.	Podwieszka pod miednicę 230x750	KC/08	1	2	2
11.	Podwieszka pod miednicę wzmacniona 230x750	KC/08a	-	-	-
12.	Podwieszka miednicy 25x110	KC/08b	-	-	-
13.	Podwieszka klatki piersiowej 225x675/340x100	KC/09	1	1	1
14.	Podwieszka pod głowę 150x530	KC/10	1	1	1
15.	Podwieszka pod głowę wzmacniona 730x40+40	KC/10a	-	-	-
16.	Podwieszka stóp 75x610	KC/11	2	4	4
17.	Podwieszka dwustawowa pelota 160x80 pas 40x1350	KC/12	2	4	4
18.	Pas do wyciągu za miednicę uniwersalny 1130x170	KC/13	1	1	1
19.	Kamaszek	KC/14	1	1	2
20.	Kamaszek prócienny	KC/14/M	-	-	-
21.	Pas do stabilizacji odcinka lędźwiowego lub klatki piersiowej pelota 201x448 3 paski 40x1130	SE/03	-	-	1
22.	Pas do	FC/01	-	-	1

	stabilizacji klatki piersiowej pelota 118x3008 3 paski 40x1080				
23.	Pas do stabilizacji podudzia pelota 100x120 pas 40x1320	UP/02	-	-	2
24.	Pas do stabilizacji ramienia i przedramienia pelota 100x120 2 paski 30x365	FC/02	-	-	2
25.	Pas do stabilizacji ud pelota 118x300 2 paski 30x1100	FC/03	-	-	1
26.	Pętla Glissona z orczykiem	US/02	-	-	1
27.	Ciężarek miękki 0,5kg	KC/17	2	2	2
28.	Ciężarek miękki 1kg	KC/18	2	2	2
29.	Ciężarek miękki 1,5kg	KC/19	1	2	2
30.	Ciężarek miękki 2kg	KC/20	1	2	2
31.	Ciężarek miękki 2,5kg	KC/21	1	2	2
32.	Ciężarek miękki 3kg	KC/22	1	2	1
33.	Ciężarek miękki 4kg	KC/23	-	1	1
34.	Esik	KC/24	30	30	60

Dane techniczne:

Wysokość:	2000 mm
Szerokość:	2000 mm
Długość:	2000 mm
Rozstaw podpór:	1800 - 2100 mm

Osprzęt do UGUL-a

Linki ze stylonowego sznura, w zależności od przeznaczenia, posiadają kausze, regulator długości, zblocza, karabińczyk i uchwyty. 1. do ćwiczeń i zawieszek KC/012. do ćwiczeń i zawieszek KC/023.

do ćwiczeń samowspomaganych KC/034. do ćwiczeń oporowych pasa barkowego KC/045. do ćwiczeń oporowych i wyciągów KC/05 Podwieszki wykonane z tkaniny, pikowane. Każda podwieszka posiada przynajmniej dwa zaczepy dla podwieszeń kończyn, tułowia lub stabilizacji na stole. 6. dla przedramion i podudzi KC/067. dla ramion i ud KC/078. pod miednicę KC/08, KC/08a pod miednicę wzmocnioną 9. pod klatkę piersiową KC/09 10. pod głowę KC/10 11. wąska za stopę KC/11 12. dwustawowa, niezaciskająca KC/12 13. pas do wyciągu za miednicę KC/13 14. kamaszek KC/14, skórzany KC/14S, płócienny KC/14M Obciążniki, woreczki ze skóry z określoną wagą i półkółkiem do zawiesznień, wypełnione śrutem. 15. o wadze 0,5 kg KC/17 16. o wadze 1,0 kg KC/18 17. o wadze 1,5 kg KC/19 18. o wadze 2,0 kg KC/20 19. o wadze 2,5 kg KC/21 20. o wadze 3,0 kg KC/22

Akcesoria dodatkowe:

- esik hak do zawiesznień KC/24
- mankiet nadgarstkowy ze skóry KC/25
- mankiet nadgarstkowy ze skóry KC/26
- mankiet udowy ze skóry KC/27
- pętla Glissona US/02-01

Informacje:

Kategoria: Kabina UGUL / PUR

Model:

WSC UGUL: podstawowy, z drabinką, z przewieszką, z drabinką i przewieszką, podwójna
UGUL ZESTAW: brak, Osprzęt do kabiny UGUL - zestaw podstawowy, Osprzęt do kabiny UGUL - zestaw standard, Osprzęt do kabiny UGUL - zestaw pełny