

Rama z zawieszami TYP „T” wersja standard- 6 haków



Opis produktu:

Zestaw do terapii metodą integracji sensorycznej jest zbiorem urządzeń i przyrządów zapewniających terapeutę stworzenie środowiska do skutecznej terapii.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Produkt dostępny na zamówienie, termin realizacji potwierdzany indywidualnie po złożeniu zamówienia.

Zawieszenie z zawieszami TYP „T” wersja standard STZ-2

Zawieszenie z zawieszami w wersji "T" to metalowa konstrukcja wykonana w formie rozbiernego stojaka, wyposażona w dodatkowe ramię z podporą zwiększającą do sześciu ilość stanowisk do podwieszeń urządzeń, stosowanych w rehabilitacji zaburzeń integracji czynności zmysłowych w terapii metodą SI.

Konstrukcja spawana, wykonana z kształtowników zamkniętych, lakierowana proszkowo. Całość jest rozbierna. Zabezpieczona osłonami antyfrazowymi z miękkiej pianki obciągniętej łatwo zmywalnym materiałem. Posiada sześć haków do podwieszania.

Dane techniczne:

Długość [cm]:	292
---------------	-----

Wysokość [cm]:	242
Szerokość [cm]:	352
Waga [kg]:	180

Informacje:**Model:**