

Integracja sensomotoryczna Zestaw I STZ-1 - GSI typ U - wersja standard

Opis produktu:



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Produkt dostępny na zamówienie, termin realizacji potwierdzany indywidualnie po złożeniu zamówienia.

Integracja sensomotoryczna Zestaw I STZ-1 - GSI typ U - wersja standard

Większość urządzeń wymaga starannego umocowania i stałej dbałości o bezpieczeństwo ćwiczących. Rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na swobodne rozmieszczenie sprzętu nawet w małych salach gimnastycznych przeznaczonych do terapii integracji sensorycznej.

Zestaw zapewnia warunki nie tylko do prowadzenia terapii indywidualnej ale i grupowej. Dzieci mogą (za zgodą terapeuty) korzystać samodzielnie z takich przyrządów jak duże klocki, materace i kształtki rehabilitacyjne.

Zawieszenie z zawieszami TYP „U” wersja podstawowa STZ-1

Zawieszenie z zawieszami znajduje zastosowanie w ośrodkach rehabilitacyjnych, które specjalizują się w terapii zaburzeń integracji czynności zmysłowych metodą SI. Metalowa konstrukcja wykonana

w formie rozbieralnego stojaka, służąca do podwieszania urządzeń stosowanych w rehabilitacji zaburzeń integracji czynności zmysłowych w terapii metodą SI.

Różnorodność zawiesi predysponuje do wielozmysłowej stymulacji. Konstrukcja spawana, wykonana z kształtowników zamkniętych, lakierowana proszkowo. Całość jest rozbieralna. Zabezpieczona osłonami antyfrazowymi z miękkiej pianki obciągniętej łatwo zmywalnym materiałem. Posiada trzy haki do podwieszania.

Skład zestawu GSI typ „U”:

- zawieszenie z zawieszami (3 haki) - STZ-1,
- platforma wisząca - PW-1,
- platforma wisząca okrągła - PO-1,
- huśtawka terapeutyczna HT-1,
- huśtawka "T" HTT-1,
- Huśtawka Grzybek HTG-1,
- konik KN-1,
- hamak terapeutyczny HK-1,
- helikopter HR-1,
- deska do ćwiczeń równoważnych RW-1,
- deska rotacyjna DR-1,
- trampolina TP-1,
- deskorolka DK-1,
- beczka BA-1,
- materace składane - MRS-01 -3 szt.,
- klin KR-30,
- gruszka rehabilitacyjna GR-1,
- piłki do stymulacji sensoryczne - 5 szt.,
- piłki gimnastyczne - 2 szt.

Dane techniczne:

Długość [cm]:	292
Wysokość [cm]:	242
Szerokość [cm]:	352
Waga [kg]:	180

Informacje:

Model: