



Kabina PUR - przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne

Opis produktu:

Przyłóżkowe Urządzenie Rehabilitacyjne znajduje zastosowanie przy łóżkach w większości oddziałów szpitalnych, jest stosowane w rehabilitacji.

Osprzęt należy zakupić osobno (linki, podwieszki, obciążniki, pasy stabilizujące).

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Kabina PUR - Przyłóżkowe Urządzenie Rehabilitacyjne

Przyłóżkowe Urządzenie Rehabilitacyjne (PUR) znajduje zastosowanie przy łóżkach w większości oddziałów szpitalnych, **stosowany w rehabilitacji** wraz z osprzętem (linki, podwieszki, obciążniki, pasy stabilizujące) daje możliwość wykonywania szeregu ćwiczeń podobnie jak w UGUL-u zwany potocznie **Mini UGUL-em**. **PUR** umożliwia **wczesne uruchomienie chorego** i prowadzenie usprawniania równoległe z leczeniem podstawowym.

Zamontowane kółka jezdne z hamulcem pozwalają na łatwe przemieszczanie PUR-a i obsługę wielu chorych bez konieczności ich przewożenia na salę rehabilitacyjną. **PUR może być stosowany wraz ze stołem SR-3...** po zamontowaniu specjalnych uchwytów (opcja) służących do połączenia stołu z PUR-em, lub przytwierdzeniu jednego boku PUR-a do ściany.

Uzupełnij swój zestaw PUR:

Linki

Pasy do stabilizacji

Podwieszki

Kamaszki

Pętle Glissona

Bloczki do linek

Karabińczyki

Esiki

Ciężarki

Komplet osprzętu do kabiny PUR:

Lp.	Nazwa	Symbol	Ilość w zestawie
1.	Podwieszka ud i ramion 145x540	KC/07	2
2.	Podwieszka pod miednicę 230x750	KC/08	1
3.	Podwieszka pod głowę 150x530	KC/10	1
4.	Podwieszka dwustawowa	KC/12	2
5.	Kamaszek	KC/14	1
6.	Pas do stabilizacji ud	FC/03	1
7.	Pętla Glissona	US/02	1
8.	Orczyk do pętli Glissona	US-02/0	1
9.	Ciężarek miękki 0,5kg	KC/17	1
10.	Ciężarek miękki 1kg	KC/18	1
11.	Ciężarek miękki 2kg	KC/20	1
12.	Ciężarek miękki 3kg	KC/22	1
13.	Esik	KC/24	10
14.	Linka L - 700	KC-30	4
15.	Linka L - 1200	KC-31	4
16.	Linka L - 1800	KC-32	1
17.	Linka L - 2450	KC-03	1
18.	Linka L - 3000	KC-33	1
19.	Linka L - 3750	KC-05	1

20.	Opaska na udo 545x130	OS-34	1
21.	Opaska na przedramię 265x78	OS-35	1
22.	Uchwyt na linkę	US-36	1
23.	Uchwyt z taśmą	US-37	2
24.	Bloczek rehabilitacyjny	KC-38	2

Informacje:

Kategoria: Kabina UGUL / PUR

Model:

Osprzęt do kabiny PUR: Nie, Tak