

Platforma wisząca PW-1

Opis produktu:

Platforma wisząca przeznaczona jest do dostarczania biernej stymulacji przedsionkowej dzieciom o obniżonej sprawności ruchowej.

Urządzenie przystosowane do pracy z zawieszem STZ-1 i STZ-2.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Produkt dostępny na zamówienie, termin realizacji potwierdzany indywidualnie po złożeniu zamówienia.

Przyrząd ten znajduje zastosowanie w ośrodkach rehabilitacyjnych, które specjalizują się w terapii zaburzeń integracji czynności zmysłowych metodą SI. Platforma wisząca przeznaczona jest do dostarczania biernej stymulacji przedsionkowej dzieciom o obniżonej sprawności ruchowej.

Dane techniczne

Długość [cm]:	125
Wysokość [cm]:	180
Szerokość [cm]:	63
Waga [kg]:	9
Regulacja [cm]:	10 - 30

Max obciążenie [kg]:

160

Informacje:

Model: