

Hamak terapeutyczny HK-01



Opis produktu:

Podwieszony punktowo na haku za pomocą karabińczyka hamak służy do relaksacji wywoływanej przez wrażenia proprioceptywne i linearną stymulację przedsionkową oraz do ćwiczeń wzmacniających obustronną koordynację ruchową, konwergencję oczu.

Urządzenie przystosowane do pracy z zawieszem STZ-1 i STZ-2.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Produkt dostępny na zamówienie, termin realizacji potwierdzany indywidualnie po złożeniu zamówienia.

Dane techniczne

Szerokość [cm]:	100
Wysokość linki [cm]:	50

Informacje:

Model: