

Huśtawka Grzybek HTG-1



Opis produktu:

Przyrząd przeznaczony do aktywizacji pracy zginaczy w rehabilitacji zaburzeń integracji czynności zmysłowych do terapii metodą SI. Dostarcza wrażeń przedsionkowych, umożliwia ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Urządzenie przystosowane do pracy z zawieszem STZ-1 i STZ-2.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Produkt dostępny na zamówienie, termin realizacji potwierdzany indywidualnie po złożeniu zamówienia.

Dane techniczne:

wysokość [cm]:	67
średnica uchwytu [cm]:	17
średnica siedziska [cm]:	71
waga [kg]:	8,5

Informacje:

Model: