



Huštawka Parówka HTP-02

Opis produktu:

Huštawki terapeutyczne należą do podstawowych narzędzi pracy terapeuty SI. Używane są do stymulacji przedsionkowej, poprawy reakcji równoważnych oraz ćwiczenia koordynacji ruchowo-wzrokowej.

Urządzenie przystosowane do pracy z zawieszem STZ-1 i STZ-2.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Produkt dostępny na zamówienie, termin realizacji potwierdzany indywidualnie po złożeniu zamówienia.

Popularna i lubiana przez terapeutów forma huštawki. Używana głównie do ćwiczenia u dzieci pozycji zgięciowej oraz stymulacji przedsionka. Wzmacnia mięśnie.

Informacje:

Model: