



Huśtawka terapeutyczna HT-1

Opis produktu:

Huśtawka terapeutyczna umożliwia różne kierunki ruchu, włącznie z rotacją. Przeznaczona do stymulacji przedsionkowej i proprioceptywnej. Może być stabilna przy zastosowaniu tzw. stabilizatorów lub zmienna i nieprzewidywalna w kierunku ruchu.

Urządzenie przystosowane do pracy z zawieszem STZ-1 i STZ-2.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Produkt dostępny na zamówienie, termin realizacji potwierdzany indywidualnie po złożeniu zamówienia.

Huśtawka wykonana w formie lakierowanej proszkowo stalowej ramy do której zamocowano siedzisko.

Dane techniczne:

Długość siedziska [cm]:	91
Szerokość siedziska [cm]:	61
Waga [kg]:	20
Zakres regulacji [cm]:	45
Max obciążenie [kg]	200

Informacje:

Model: