



Huśtawka T HTT-1

Opis produktu:

Przyrząd przeznaczony do aktywizacji pracy zginaczy w rehabilitacji zaburzeń integracji czynności zmysłowych do terapii metodą SI. Dostarcza wrażeń przedsionkowych, umożliwia ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej. Huśtawka T ma kształt odwróconej litery T.

Urządzenie przystosowane do stosowania z zawieszem STZ-1 i STZ-2.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Produkt dostępny na zamówienie, termin realizacji potwierdzany indywidualnie po złożeniu zamówienia.

Dane techniczne

Długość siedziska [cm]:	85
Szerokość siedziska [cm]:	20
Średnica słupka [cm]:	16
Wysokość słupka [cm]:	60
Waga [kg]:	8
Max obciążenie [kg]:	100

Informacje:

Model: