



Konik KN-01

Opis produktu:

Konik przeznaczony do pracy metodą SI, poprzez którą układ nerwowy i mózg uczą się i integrują wrażenia zmysłowe, nabywają doświadczenia w ich celowym wykorzystaniu.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Produkt dostępny na zamówienie, termin realizacji potwierdzany indywidualnie po złożeniu zamówienia.

Konik KN-01

Przyrząd ten służy do ćwiczeń mających nauczyć mózg właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne. Konik ma kształt podłużnej belki wykonanej ze sklejki.

Dane techniczne:

Długość [cm]:	158
Szerokość [cm]:	24
Wysokość [cm]:	30
Waga [kg]:	14
Zakres regulacji [cm]:	40

Max. obciążenie [kg]:	150
-----------------------	-----

Informacje:

Model: