



Rotor do ćwiczeń kończyn górnych RG-1 WS

Opis produktu:

Rotor RG-1 WS jest przenośnym urządzeniem **do ćwiczeń kończyn górnych** stosowany w warunkach domowych, jak i placówkach rehabilitacyjnych.

Rotor mechaniczny przeznaczony jest **do profesjonalnej rehabilitacji kończyn górnych**.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Rotor do ćwiczeń kończyn górnych RG-1 WS

Regularne **ćwiczenia na rotorze RG-1** przyczyniają się do stopniowego **wzmacniania mięśni kończyn górnych, polepszania ruchomości stawów, kształtowania pamięci wzorców ruchowych, cyrkulacji krwi w kończynach oraz poprawy ogólnej sprawności fizycznej**.

Rotor do ćwiczeń kończyn górnych posiada płynną regulację oporu za pomocą pokrętła umocowanego poziomo na wysokości osi obrotu korby.

[img-10316-left-large_default]

Rotor posiada konstrukcję wolnostojącą.

Dane techniczne

Szerokość [cm]:	41
-----------------	----

Wysokość [cm]:	32 - 43
Głębokość [cm]:	46
Waga [kg]:	5

Informacje:

Kategoria: Rotory rehabilitacyjne

Model: