


Jednorazowe elektrody igłowe do podawania botuliny



Opis produktu:

Jednorazowe elektrody igłowe do podawania botuliny, 15 szt.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Jednorazowa elektroda igłowa do podawania botuliny, 15 szt.

- Igły wykonane są ze stali nierdzewnej i wyposażone w gładką powłoką PTFE.
- Skośna końcówka igły pozwala na zmniejszenie bólu podczas wklucia.
- Elektrody sterylne, jednorazowego użytku.

Numer zamówienia	Numer katalogowy	Kolor	Rozmiar
1123	NEBN2545	niebieski	0,45 x 38 mm
1124	NEBN2550	czerwony	0,50 x 50 mm

Informacje:

Typy elektrod: do podawania botuliny
Użycie: jednorazowe

Model:

typ el. do botuliny: 1123 - BN3845 - 38 mm x 0,45 mm (26G), 1124 - BN5050 - 50 mm x 0,50

Kabel: z kablem

mm (25G)