

Instrumentarium artroskopowe do stawu łokciowego



Opis produktu:

Artroskopia stawu łokciowego obecnie jest standardową procedurą z zakresu zabiegów ortopedii artroskopowej. Głównym czynnikiem rozwoju technik artroskopowych w obrębie stawu łokciowego jest znacznie szybszy powrót do zdrowia pacjenta, łatwiejsza rehabilitacja oraz znacznie mniejsze ryzyko powstawania infekcji.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Instrumentarium artroskopowe do stawu łokciowego

Wykonywanie zabiegów w obrębie stawu łokciowego nie jest łatwe ze względu na dużą złożoność i delikatną budowę stawu. Wychodząc naprzeciw wymaganiom specjalistów zajmujących się leczeniem artroskopowym stawu łokciowego firma Richard Wolf we współpracy z Dr. Hollingerem / Pforzheim opracowała specjalny zestaw instrumentów artroskopowych przeznaczony do artroskopowego leczenia schorzeń stawu łokciowego.

Kompletny zestaw firmy Richard Wolf do artroskopii stawu łokciowego stworzony we współpracy z czołowymi specjalistami w dziedzinie Ortopedii.

Dzięki zastosowaniu dedykowanego instrumentarium w obrębie łokcia większość operacji może być z powodzeniem **wykonywana artroskopowo, bez konieczności szerokiego otwarcia stawu.**

Biorąc pod uwagę drobną budowę stawu łokciowego wielkość każdego elementu instrumentarium do wykonywania tego typu zabiegów została odpowiednio dostosowana tak, aby zapewnić **pełną funkcjonalność i jak najmniejszą inwazyjność.**

Dotyczy to zarówno leczenia przykurczów ograniczających ruchomość, usuwania ciał wolnych jak i

wyrośli kosztnych stanów urazowych, a zwłaszcza zwichnąć tak, aby zapobiegać powikłaniom powodującym zmiany zeszywniające.

Narzędzie specjalnie zoptymalizowane stawu łokciowego:

- wymiary i konstrukcja instrumentów zapewniające bezpieczne poruszanie się wewnątrz stawu także w pobliżu struktur nerwowych,
- łatwość w dostępie do stawu z wykorzystaniem wyłączenie instrumentów zestawu.

[img-10446-left-large_default]

Idealne zastosowanie do technik typu „shuttle”

Narzędzia zestawu zostały opracowane we współpracy z czołowym specjalistą z zakresu artroskopowego leczenia stawu łokciowego dr Hollingerem / Pforzheim i doskonale nadają się do zastosowania opracowanej przez niego techniki „shuttle”.

- Trokar ostry, spłaszczony ułatwia dostęp i pozycjonowanie dojścia tylnego-środkowego.
- Dłuższy artroskop, 145 mm, ułatwia przemieszczanie narzędzi i tworzenie portalu przednio-przyśrodkowego w technice "inside-out".
- Obydwa płaszcze Arthrolution mogą być używane do wprowadzania optyki oraz jako kaniule irygacyjne.
- Pręt Wissinger’a oraz stoper do płaszcza są częścią zestawu.

"Micro Stick S1" rączka mikro shavera firmy Richard Wolf z odpowiednimi akcesoriami do shavera o średnicy od 2 do 4,5 mm również zapewnia optymalne rozmiary w przypadku zabiegów małych i średniej wielkości stawach.

- Oznaczenia na trokarach i płaszcach do optyki, jak również na narzędziach dostępu ułatwiają orientację i posługiwanie się narzędziami.
- Ergonomiczne uchwyty pozwalają na pewną i stałą kontrolę narzędzi podczas zabiegu.
- Cążki o specjalnej "otwartej" konstrukcji zapewniają większą higienę i ułatwione czyszczenie.

Optyka, płaszcze, trokary i akcesoria:

	Opis	Nr kat.
	Optyka HD PANOVIEW, Ø 2,7 mm, kąt patrzenia 30°, z uniwersalnym okulem dł. 185 mm, autoklawowalny	891241141
	Płaszcz do optyki Arthrolution, z jednym kranikiem obrotowym Ø 4.1 mm, dł. 145 mm	891241141
	Płaszcz do optyki Arthrolution, z dwoma kranikami obrotowymi Ø 4.1 mm, dł. 145 mm	891241241
	Trokar ostry, skośnie ścięty	891242761
	Trokar tępy, stożkowy	891242750

	Pręt Wissinger'a "Switching Stick", Ø 2.7 mm, dł. 250 mm	891242725
	Stoper do płaszcza Arthrolution	891040000

Dłuta:

	Opis	Nr kat.
	Dłuto, płaskie, 4 mm, dł. 180, jednostronnie skośnie ścięte, proste, z podziałką	891640004
	Dłuto, płaskie, 6 mm, dł. 180, jednostronnie skośnie ścięte, zakrzywione, z podziałką	891640106
	Dłuto, płaskie, 7 mm, dł. 180, jednostronnie skośnie ścięte, proste, z podziałką	891640007
	Dłuto, płaskie, 9 mm, dł. 180, jednostronnie skośnie ścięte, proste, z podziałką	891640009

Cążki:

	Opis	Nr kat.
	Szczypczyki łyżeczkowe podwójne, proste, dł. 105 mm	891341055

Instrumenty ręczne (Kiurety, mikrofraktory i inne):

	Opis	Nr kat.
	Szczypczyki łyżeczkowe podwójne, proste, dł. 105 mm	891641140
	Kiureta okrągła, łukowata, jedna strona ostra, 5,5 mm, dł. 65 mm	891641155
	Mikrofraktor, szpikulec zagięty 30o, dł. 65 mm	891643011
	Mikrofraktor, szpikulec zagięty 45o, dł. 65 mm	891644511
	Mikrofraktor, szpikulec zagięty 60o, dł. 65 mm	891646011
	Sonda hakowa, dł. 115 mm	8399.95

Informacje:

Model: