

Pręt prowadzący - artroskopowy Switching stick

Opis produktu:

Pręt prowadzący - artroskopowy



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

	Średnica Ø	Długość całkowita	Nr kat.
Pręt prowadzący tzw. „Switching stick” służący do wymiany instrumentów podczas zabiegu z wykorzystaniem wielu portów np.: artroskopia barku.		4.0 mm	325 mm

	Średnica Ø	Kaniulacja	Długość robocza	Nr kat.
Kaniulowany pręt prowadzący tzw. „Switching stick”	4 mm	2 mm	325 mm	891532040

Informacje:

Model:

