

Kaniule do artroskopii

Opis produktu:

Instrumentarium artroskopowe - Kaniule do barku oraz biodra



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Kaniule, transparentne, z obturatorem, sterylne, Op. = 5 szt.			Kodowanie kolorem	Trokary wielorazowe	
Średnica wewnętrzna Ø	Długość robocza	Nr kat.		kształt	Nr kat.
6 mm	70 mm	49120.3760	Czerwony	stożkowy tępy	891203560
				kaniulowany tępy	891203760
8.5 mm	70 mm	49120.3785	Niebieski	stożkowy tępy	891203585
				kaniulowany tępy	891203785

Kaniule Kaniule sterylne, transparentne do pracy na portach z podwójnym uszczelnieniem oraz zewnętrzną nić zapewniającą lepsze kotwiczenie w tkankach miękkich, zawierają kaniulowany obturator.

Trokary wielorazowe Trokary wielorazowe użytku do łatwego wprowadzania płaszczy oraz 4 mm switching sticków.

Kodowanie kolorem zapewnia odpowiedni dobór instrumentów.

Informacje:

Model: