

Instrument do szycia w stawie barkowym i obcinak do nici poliestrowych

Opis produktu:

Instrument do szycia w stawie barkowym i obcinak do nici poliestrowych



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Endospike

Instrument do szycia w stawie barkowym

[img-10469-left-large_default]

	Opis	Nr kat.
	Instrument do artroskopowego szycia stożka rotatorów (strona do strony "side to side") oraz do przeplatania nici kotwic	891603000
	Igły do Endospike, sterylne, 1 op. = 5 szt.	491403000

Obcinak do nici:

[img-10470-left-large_default]

	Opis	Nr kat.
	Obcinak do nici przeznaczony do obcinania nici poliestrowych odpornych na rozrywanie	891603000

Informacje:

Model: