

Optyki, płaszcze i trokaty artroskopowe do stawu skokowego



Opis produktu:

Staw skokowy jest jednym z najbardziej obciążanych stawów, co jest przyczyną bolesnych urazów które często skutkują zmianami przeciążeniowymi (zwłaszcza chrząstki stawowej). Usuwanie narośli kostnych, przerośniętej błony maziowej i uszkodzonych fragmentów chrząstki stawowej pod kontrolą artroskopu poprawia ruchomość stawu i wydolność motoryczną.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Optyki, płaszcze i trokaty artroskopowe do stawu skokowego

Optyki, płaszcze i trokary:

			Palce	Dłoń	Łokieć, stopa	Kolano, Bark, Biodro
		Średnica ø	1.9 mm	2.4 mm	2.7 mm	4.0 mm
		Długość robocza(optyki)	69 mm	105 mm	110 mm	175 mm
Optyki	30o	Optyka HD PANOVIEW	8860453	8871413	8476.433	8880.543
		Optyka HD Szerokokątna - PANOVIEW				8885.443
	70o	Optyka HD PANOVIEW			8476.435	8880.545
		Optyka HD Szerokokątna				8885.445

		- PANOVIEW 8885.445				
Płaszczce	z 2 kranikami, kołnierz nieruchomy		891220124(ty lko 1 kranik)	891220132(ty lko 1 kranik)		89121.0260
	z 2 kranikami, kołnierz obrotowy			891221232	891221241	89121.1260
	Wysokiego przepływu z 2 kranikami,kołnierz obrotowy		891220128(ty lko 1 kranik)	891221235		89121.1263
	Mała średnica z 2 kranikami,kołnierz obrotowy					891221255
Trokary	tępy				891222754	89121.0544
	pół-tępy		891221952	891222452		89121.0542
	stożkowo- tępy				891222750	89121.0540
	ostry					89121.0640
	stożkowo- ostry		891221962	891222462	891222762	

Optyka artroskopowa standard HD Ø 2,7 mm:

Kierunek patrzenia		Zewnętrzna średnica Ø	Nr kat.
	Optyka HD PANOVIEW	2,7 mm	8476.433
	Optyka HD PANOVIEW		8476.435

Płaszczce artroskopowe z automatycznym systemem zatraskowym:

[img-10456-left-large_default]				Trokar tępy	Tokar stożkowy tępy	Trokar ostry
2 kraniki	Zewnętrzna średnica Ø	Długość robocza	Nr kat.			
I	4.1 mm	77.5 mm	891221241	891222754	891222750	891222762

Optyka artroskopowa standard HD Ø 4 mm:

Kierunek patrzenia		Zewnętrzna średnica Ø	Nr kat.
	Optyka HD PANOVIEW	4.0 mm	8880.541
	Optyka HD PANOVIEW		8880.543
	Optyka HD PANOVIEW		8880.544

	Optyka HD PANOVIEW	8880.545
	Optyka HD PANOVIEW PLUS	8880.437

Płaszczce artroskopowe z automatycznym systemem zatrząskowym:

[img-10456-left-large_default]						Trokar tępy		Trokar pół-tępy		Tokar st ożkowy tępy		Trokar ostry	
Wysięg oprzępły wu	Małaśred nica	2 kraniki -kołnier nierucho my	2 kraniki -kołnier obrotow y	Zewnętr za średnica Ø	Długość robocza	Nr kat.							
		I		6 mm	130 mm	89121.0 260	89121.0 544	89121.0 542	89121.0 540	89121.0 640			
			I	6 mm	130 mm	89121.1 260							
I			I	6.3 mm	130 mm	89121.1 263							
	I		I	5.5 mm	130 mm	89121.1 255							

Akcesoria:

- Światłowód śr. 3.5 mm, dł. 2.3 m - 806635231
- Kurek do płaszczu - 89101.0000

Części zamienne:

- Obrotowy kołnier z 1 kranikiem - 150081761
- Obrotowy kołnier z 2 kranikami - 150081762
- Kraniki (5 szt.) - 150081761
- Narzędzie do demontażu kraników - 38310.0001
- Nakrętka do mocowania kołnierza - 15008.1704
- Zestaw części zamiennych zawierający 5 sztuk każdego elementu; O-ringi (mały/duży) - 15176.142, narzędzie do demontażu O-ringu - 15106.230

Informacje:

Model: