



## Skanujący aplikator laserowy SK-1

### Opis produktu:

**Terapia laserowa** większych powierzchni ciała za pomocą skanera laserowego **SK-1**.

### Uwaga:

Cena skanera zawiera mobilny statyw z półką na aparat. Aparat do laseroterapii nie jest załączony w zestawie.

Produkt kompatybilny z aparatem **Lasertronic LT-3**

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Charakterystyka nowoczesnego skanera laserowego SK-1:

- **Laser podczerwony IR 808nm / 400mW** (na wyjściu).
- **Laser czerwony R 660nm / 80mW** (na wyjściu).
- Ograniczenie strat energii przy odbiciach zwiększa efektywną dawkę zabiegową.
- Równomierne naświetlanie całej powierzchni.
- Aplikator sterowany przez aparat **Lasertronic LT-3**.

## Funkcje skanera laserowego SK-1:

- Automatyczny pomiar odległości i wyliczanie powierzchni.
- Automatyczna stabilizacja rozmiaru pola zabiegowego.
- Płynne ustawianie pozycji głowicy, z automatyczną blokadą.
- Szybkie nastawianie wielkości pola zabiegowego przy użyciu pokręteł.
- Zestaw wbudowanych kształtów pola zabiegowego.
- Możliwość ustawienia własnego kształtu użytkownika.
- Mobilny statyw skanera z półką na aparat.

**Uwaga:**

W zestawie mobilny statyw z półką na aparat. Aparat do laseroterapii nie jest załączony w zestawie.

**Produkt kompatybilny z aparatem Lasertronic LT-3**

**Informacje:**

**Model:**