

Kabel do koncentrycznych elektrod igłowych Friendship Medical

Opis produktu:

Kabel do koncentrycznych elektrod igłowych Friendship Medical.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Kabel do koncentrycznych elektrod igłowych Friendship Medical

Kable wielokrotnego użytku marki Friendship służą do łączenia akcesoriów ze sprzętem lub do przedłużania podłączonych kabli. Wszystkie kable są wysokiej jakości i nadają się do wielokrotnego użytku.

Numer zamówienia	Numer katalogowy	Długość kabla	Kolor kabla	Rodzaj wtyku	Rodzaj wtyku elektrody	Ilość
1080-1	CCN1200	120 cm	Szary	5 pin DIN	Konstrukcja Friendship	1 szt.

Informacje:

Typ : Kable do elektrod igłowych
Kategoria: Kable i przejściówki

Model: