



Jednorazowa elektroda pierścieniowa kabel 300cm

Opis produktu:

Jednorazowa elektroda pierścieniowa, kabel 300 cm, 5 szt.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Jednorazowa elektroda pierścieniowa

Numer zamówienia	Numer katalogowy	Długość kabla	Ilość
4001	DRE3000	300 cm	5 szt.

Informacje:

Użycie: jednorazowe

Kabel: z kablem

Rodzaje elektrod: pierścieniowe / obrączkowe

Model: