

Jednorazowa powierzchniowa żelowana elektroda uziemiająca Ag/AgCl 35 x 50mm



Opis produktu:

Jednorazowa, powierzchniowa, żelowana elektroda uziemiająca, Ag/AgCl, zielona, 35 x 50 mm, z kablem 200cm, 24 szt.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Powierzchniowa żelowana elektroda uziemiona

Jednorazowe żelowane elektrody powierzchniowe marki Friendship o wygodnym rozmiarze 35 x 50 mm, zapewniające optymalny sygnał. Elektroda ma wytrzymałą powierzchnię klejącą, dzięki czemu idealnie nadaje się do badań EMG i EP.

- Pakowane pojedynczo.
- Dostępne w opakowaniach po 24 sztuki.
- Niesterylne.
- Jednorazowe.

Nr do zamówienia	Nr katalogowy	Powierzchnia użytkowa	Kabel	Długość kabla	Kolor kabla	Złącze	Ilość w opak.
2001	SEAg-S-2000/35x50	35 x 50 mm	Pojedynczy	200 cm	zielony	TP 1,5 mm	24 szt.

Informacje:

Użycie: jednorazowe
Kabel: z kablem
Rodzaje elektrod: uziemiające
Kategoria: Elektrody

Model: