




Jednorazowe żelowane elektrody powierzchniowe pojedyncze Ag/AgCl - 12kpl - 48szt

Opis produktu:

4 jednorazowe żelowane elektrody powierzchniowe, pojedyncze, Ag/AgCl, 15 x 20 mm, 4 kolory, 12 kompletów (48 szt.).

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

4 jednorazowe żelowane elektrody powierzchniowe, Ag/AgCl, 4 kolory

Jednorazowe żelowane elektrody powierzchniowe marki Friendship zostały wykonane w kształcie "kaczęj stopy". Kształt ten, w połączeniu z wytrzymałą powierzchnią klejącą i przyjaznym dla skóry żelem, zapewnia utrzymanie elektrody na miejscu i wiarygodne pomiary, nawet jeśli elektroda lub kabel zostaną przesunięte w trakcie badania.

- Niesterylne.
- Pakowane pojedynczo w zestawach.
- Jednorazowe.

Numer zamówienia	Numer katalogowy	Powierzchnia użytkowa	Kabel	Długość kabla	Kolor kabla	Złącze	Ilość
2002	SEAg-S-1500/15x20	15 x 20 mm	Pojedynczy	150 cm	4 kolory	TP 1,5 mm	12 zestawów (48 szt.)
2002-1	SEAg-S-1500/15x20	15 x 20 mm	Pojedynczy	150 cm	4 kolory	TP 1,5 mm	1 zestaw (4 szt.)
2003	SEAg-S-2500/15x20	15 x 20 mm	Pojedynczy	250 cm	4 kolory	TP 1,5 mm	12 zestawów (48 szt.)

Informacje:

Użycie: jednorazowe

Kabel: z kablem

Rodzaje elektrod: samoprzylepne

Promocja: produkty w promocji

Kategoria: Elektrody

Model:

Żelowe elektrody powierzchniowe : 2002 - SEAg-S-1500/15x20 (48 szt.), 2003 - SEAg-S-2500/15x20 (48 szt.), 2002-1 - SEAg-S-1500/15x20 (4 szt.)