


Jednorazowe powierzchniowe pojedyncze elektrody żelowane pojedyncze Ag/AgCl - 12kpl - 48szt



Opis produktu:

4 jednorazowe powierzchniowe elektrody żelowane, pojedyncze, Ag/AgCl, średnica 20 mm, 4 kolory, 12 kompletów (48 szt.).

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

4 jednorazowe powierzchniowe elektrody żelowane, Ag/AgCl, 4 kolory

Jednorazowe żelowane elektrody powierzchniowe marki Friendship zostały wykonane w kształcie "kaczek". Kształt ten, w połączeniu z wytrzymałą powierzchnią klejącą i przyjaznym dla skóry żelem, zapewnia utrzymanie elektrody na miejscu i wiarygodne pomiary, nawet jeśli elektroda lub kabel zostaną przesunięte w trakcie badania.

- Niesterylne.
- Pakowane pojedynczo w zestawach.
- Jednorazowe.

Numer zamówienia	Numer katalogowy	Powierzchnia użytkowa	Kabel	Długość kabla	Kolor kabla	Złącze	Ilość
2021	SEAg-S-1500/20	20 mm okrągły	Pojedynczy	150 cm	4 kolory	TP 1,5 mm	12 zestawów (48 szt.)

Informacje:

Użycie: jednorazowe
Kabel: z kablem
Rodzaje elektrod: samoprzylepne

Model:

Żelowe elektrody powierzchniowe : 2021 - SEAg-S-1500/20 - 150 cm

Promocja: produkty w promocji
Kategoria: Elektrody