




Jednorazowe powierzchniowe pojedyncze elektrody żelowane Ag/AgCl z kablem

Opis produktu:

Jednorazowe powierzchniowe elektrody żelowane, pojedyncze, Ag/AgCl, 20 x 27 mm, 4 kolory

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Jednorazowe powierzchniowe elektrody żelowane, pojedyncze, Ag/AgCl, 4 kolory

Jednorazowe żelowane elektrody powierzchniowe marki Friendship zostały wykonane w kształcie "kaczęj stopy" i są standardowo dostępne w dwóch rozmiarach. Kształt ten, w połączeniu z wytrzymałą powierzchnią klejącą i przyjaznym dla skóry żelem, zapewnia utrzymanie elektrody na miejscu i wiarygodne pomiary, nawet jeśli elektroda lub kabel zostaną przesunięte w trakcie badania.

- Niesterylne.
- Pakowane pojedynczo w zestawach.
- Jednorazowe.

Numer zamówienia	Numer katalogowy	Kabel	Rozmiar	Długość kabla	Ilość
2004	SEAg-S-1500/20x27	Pojedynczy	20 x 27 mm	150 cm	12 kompletów (48 szt.)

Informacje:

Użycie: jednorazowe

Kabel: z kablem

Rodzaje elektrod: samoprzylepne

Promocja: produkty w promocji

Kategoria: Elektrody

Model:

Żelowe elektrody powierzchniowe : 2004 - SEAg-S-1500/20x27 - 150 cm (48 szt.)